

商品仕様

商品名	Medifeel体組成計	型番	CF650BLE
本体サイズ(約)	縦32×横30×厚み3cm	測定精度	5～75kg ±0.2kg
本体重量(約)	1.75kg(乾電池含まず)		75～100kg ±0.3kg
電源	単4乾電池×4本		100～150kg ±0.6kg
対象年齢	18歳以上	最小表示	5～75kg未満:0.1kg単位
計量範囲	5～150kg		75kg～150kg:0.2kg単位

アフターサービスと保証

不具合がある場合は、下記に従い、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターまでご相談ください。

■この商品には保証書がついています。保証書は大切に保管してください。

■保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので無料交換規定をよくお読みください。

交換規定

1.ご購入日から、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書に従った正しい使用状態で故障した場合には、無料交換いたします。なお製品、部品の寿命、使用による傷や汚れ、消耗部品は保証の対象にはなりません。

2.保証期間終了後および保証期間内であっても、下記の場合は保証いたしません。

- (1)保証書、領収書・レシートのご提示がない場合。
- (2)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合や指定外電源(電圧、周波数)使用による故障、損傷。
- (3)使用上の誤り・不注意・過失による故障・損傷。
- (4)使用による傷や汚れによる故障・損傷。
- (5)火災、地震・風水害、異常電圧、落雷、公害、塩害・ガス害などその他天災地変や交通事故など外部の原因による故障・損傷。
- (6)消耗品が消耗し、取り替えを要する場合。

3.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

5.この保証書は、明示した期間、条件において無料交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6.商品交換または返品をご希望される場合は、お手数をお掛けしますがデバイスに保管されている個人データを事前に削除してから返却をお願いいたします。削除方法はP15の【デバイス上に保存された測定データを削除する方法】をご参照いただきますようお願いいたします。

保証書

製品が取扱説明書どおりの正常なご使用により、故障が生じた場合は、無料交換規定記載内容の範囲内で無料交換いたします。領収書またはレシートが必要になりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

【保証期間】ご購入日より1年間保証いたします。

販売元 **株式会社プライムダイレクト**

お客様サービスセンター **フリーダイヤル 0800-333-6116**

平日9:00～17:00(土・日・祝日休業日)

愛知県名古屋市中村区上米野町4-20



メディフィール

Medifeel 体組成計

取扱説明書

型番:CF650BLE

版No.5H03

- 本商品は専用アプリ(Unique Health)と連動してご使用する体組成計となります。
- 専用アプリで一度連動すれば、連動していない状態でもデバイス内に最大100回の測定データを記録することが可能であり、再度アプリ連動する際にデバイス内に保管された測定データがアプリ側へ共有されます。そのため、測定時は常にアプリ連動を設定する必要はなく、お客様のご都合の良い時に体組成計とアプリを連動設定すれば、測定データはアプリ内に記録、保管されます。

必ずお読みください。

この度は「Medifeel体組成計」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後まで読み、十分理解した上で正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容を示しています。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」内容を示しています。
		してはいけない「禁止」内容を示しています。
		「必ず守っていただく」内容を示しています。

警告

	ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用しないでください。本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤作動による重大な事故の原因になります。
	測定結果は、決して自己判断しないで、専門家の指示に従ってください。
	本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしないでください。タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わないでください。転倒して、けがをする可能性があります。また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。
	タイル面やぬれた床など、すべりやすい所で使用しないでください。本体内部に浸水して故障したり、転倒してけがをするおそれがあります。

注意

	本品は医療機器ではございませんので病院等での測定には使用しないでください。
	表示部や操作部の上に乗らないでください。 破損してけがをする可能性があります。
	新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。 液漏れや発熱、破裂の可能性があります、本品の故障、けがなどの原因になります。 また充電式の電池を使用しないでください。誤作動や故障の原因になります。
	乳幼児には、絶対に持ち運びさせないでください。 落として、けがをする可能性があります。
	熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しないでください。 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
	分解や水洗いは絶対にしないでください。 本品の損傷や故障の原因になります。
	過度の衝撃や振動を与えないでください。 本品の損傷や故障の原因になります。
	以下の場所で本機を保管したり使用したりしないでください。 本品の損傷や故障の原因になります。 ● 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所 ● 温度変化の激しい場所 ● 湿気の多い場所や水気のある所
	体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しないでください。 介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。 (※手すり等を利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。)
	電池を入れるときは、極性(⊕、⊖)の方向を確認し正しく入れてください。液漏れなどで、本品の損傷や故障の原因となったり、床等を汚損する可能性があります。 (長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。)
	濡れた体で乗らないでください。体や足の水分をよく拭いてから測定してください。 転倒してけがをする可能性があります。また、正確な測定ができません。
	携帯電話や電子レンジなど電波を発する家電製品を本機の近くで使用しないでください。誤作動して正確に測定できない可能性があります。

セット内容と各部の名称

開梱後、ご使用になる前に以下のものが揃っているかご確認ください。

●本体





●取扱説明書(保証書付)



表面

裏面



電池カバー(単4電池×4本使用)

※電池はセットに含まれておりません。

【注意】


電池を入れた直後や電池交換後の初回起動時は、体組成計本体の零点調整作業が発生するため、10秒間機器本体重量(1.7kg前後)が表示されます。
もし表示した場合は、10秒経過後表示が消えるのをお待ちいただくか一度荷重して重量を変動させたあとに測定していただきますようお願いいたします。

※使用済み電池の処分方法については、お住まいの市町村の廃棄方法に従って処理してください。

計測方法

①電池をセットし、水平な床に本体を置いてください。

- 直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所、温度変化の激しい場所、湿気の多い場所や水気のある所は避けてください。
- コルク床やじゅうたん、畳の上などでのご使用は、測定の精度に影響します。
※床材によっては、凹みなどの跡が残る可能性があります。ご使用前に、目立たない場所(ご使用される場所の隅の方など)でご確認ください。



②裸足で体組成計の上に立ち、ハンドルを握ります。


自動的に電源が入り、測定を開始します。すべての測定が完了するまでこの姿勢を維持します。このステップは、体脂肪計が追加の体組成指標を効果的に読み取ることができるようにするために重要です。
※前後の電極板に、足裏があたるようにまっすぐ乗ってください。誤った乗り方をしますと、正しく計測ができません。

③乗ってから数秒後に表示が点滅から点灯に変わり、体重計測が完了します。


- ※衣服の影響を受けないよう、ご配慮ください。
- ※できるだけ裸に近い状態で測定してください。着衣の状態で測定すると、衣類の重さが測定数値に含まれます。またひざを曲げたり、内ももがつかないように測定してください。
- ※アプリ連動をしない状態では、体重のみ測定ができます。アプリ連動については、次ページ以降の手順に従って計測してください。

正しい姿勢

✓ 正しい姿勢




✗ 誤った姿勢



正面 (測定者側目線)



裏面



直立し、足と膝を離し、腕を体に対して約90°の角度にします。
かかとの角質層が硬い方は正常に測定できない可能性があります。その場合、足の裏全体を少し湿らせてから再度測定してみてください。
素足(ほこり等の汚れがあれば綺麗にしてから)の状態です。つま先側とかかと側が均等に電極にかかるように乗ってください。足がはみ出た場合は床につかないようにしてください。

親指を電極板の上に置き、ハンドルを両手でしっかりと握り、電極板に完全に接触させます。

【注意】

ハンドルの電極板に対して、できるだけ全部覆うかたちで手で握ってください。電極板と手のひらの接触面積が少ないとうまく測定できない可能性があります。

アプリ連携について

専用アプリを使用する事で、身体の56のパラメータを測定できます。

※体重以外の身体パラメータを測定する場合は、裸足で行う必要があります。

基本データ		
No	項目	単位
1	体重	kg
2	体脂肪量	kg
3	体脂肪率	%
4	体内水分率	%
5	体内水分量	kg
6	タンパク質量	kg
7	タンパク質率	%
8	ミネラル量	kg
9	BMI	-
10	心拍数	bpm
11	基礎代謝率(BMR)	kcal
12	肥満レベル	%
13	ウエストヒップ比	-

脂肪分析		
No	項目	単位
20	皮下脂肪量	kg
21	皮下脂肪率	%
22	内臓脂肪	-
23	除脂肪体重	kg

部位筋肉分析		
No	項目	単位
36	左腕の筋肉量	kg
37	左腕の筋肉比	%
38	右腕の筋肉量	kg
39	右腕の筋肉比	%
40	左脚の筋肉量	kg
41	左脚の筋肉比	%
42	右脚の筋肉量	kg
43	右脚の筋肉比	%
44	体幹の筋肉量	kg
45	体幹の筋肉率	%

身体細胞の状況		
No	項目	単位
24	細胞内水分量	kg
25	細胞外水分量	kg

部位脂肪分析		
No	項目	単位
26	左腕の脂肪量	kg
27	左腕の脂肪率	%
28	右腕の脂肪量	kg
29	右腕の脂肪率	%
30	左脚の脂肪量	kg
31	左脚の脂肪率	%
32	右脚の脂肪量	kg
33	右脚の脂肪率	%
34	体幹の脂肪量	kg
35	体幹の脂肪率	%

アドバイス		
No	項目	単位
46	標準体重	kg
47	体脂肪量増減目安	kg
48	健康評価	-
49	推奨摂取カロリー	kcal
50	体細胞量	kg
51	体重増減目安	kg
52	筋肉量増減目安	kg
53	体内年齢	歳
54	肥満度	-

総合評価		
No	項目	単位
55	ボディタイプ	-
56	ボディスコア	点

[アプリ仕様]

アプリ名	Unique Health
利用料	無料
アカウントメンバー登録	アプリ利用で最大200名
食品データベース対応	日本、韓国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン オランダ、ベルギー、ポルトガル、ロシア、オーストラリア
言語対応	22言語: 中国語(簡体字)、台湾語、アラビア語、チェコ語、ドイツ語、英語、スペイン語、 フランス語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、オランダ語、ポーランド語、 ポルトガル語、ロシア語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、トルコ語、 デンマーク語、クロアチア語
外部サービスとの同期	Apple Health、Google Fit(コネクト)、Fitbit、バンバン健康データ

※2025年3月現在、予告なく変更する事がございます。

専用アプリダウンロード&設定

①専用アプリのダウンロード

初めて使用して登録する場合は、
右記の二次元コードからUnique
Healthアプリをダウンロードして
ください。



アプリは無料です。



対応OS

iPhone / iPod touch: iOS 12.0 以降が必要です。
Mac: macOS 12.0 以降と Apple M1 以降のチップを搭載したMacが必要です。
Apple Watch: watchOS 10.0 以降が必要です。
Android: 7.0以降が必要です。

②ユーザー規約(利用規約・プライバシーポリシー)の同意

内容をご確認の上、同意してください。

③メールアドレス・パスワードを設定してください。

④一般設定(重量・長さの単位、言語、エリア)を設定後、 ニックネーム・性別を設定し、ユーザー情報を登録してください。


⑤メールボックス認証

「確認コードを取得する」をタップすると、登録メールアドレスにコードが送信されます。
届いた認証コードをアプリに入力し、メールボックス認証を完了してください。

⑥デバイス設定

右上のメニューより「デバイスの追加」をタップ → 「スマート体重計」をタップ → 下記画面が表示されたら、
体組成計に乗ってください。

本品「Medifeel」をタップすると、ペアリングされアプリに登録されます。



アプリ連携した計測方法

アプリ連携した測定を行う場合は、裸足でおこなってください。

靴下を履いた状態では正しく計測ができません。

※デバイス内に最大100回の測定データを記録することが可能であるため、測定時は常にアプリ運動を設定する必要はなく、お客様の都合の良い時に体組成計とアプリを連動設定すれば、測定データはアプリ内に記録、保管されます。

計測手順

- ①専用アプリを起動し、下部中央の「+」をタップしてください。
- ②「測定」と画面に表示されたら、ハンドルを持ち、体組成計に乗ります。
- ③計測中は、体組成計やアプリ画面の表示が、順次切り替わっていきます。
- ④計測が完了すると、スマートフォンアプリの画面に測定結果が表示されます。
体組成計の表示が消え、電源がオフになります。



※同時に2名以上でアプリに連動した状態（バックグラウンド連動含む）で測定しますと、測定データが直前まで連動されたアカウントにひもづけられる可能性があります。そのため、測定時は2名同時にアプリを連動（バックグラウンド連動含む）させないようにしてください。

測定レポートについて

計測後に表示されるレポートをタップすると、計測データがレポート化されます。

測定レポートは2つの形式で表示ができます。

- テーマ1：その場で確認しやすいスマホ形式
- テーマ2：印刷用にA4サイズのレポート

レポートはPDF形式でダウンロードできるのでメールなどで送信する事ができます。



アプリで食事管理

アプリに食事の記録を登録する事で、摂取カロリーの管理をする事ができます。

「摂取カロリー目標」を目安に、健康管理にご活用ください。

食事登録手順

- ①専用アプリを起動し、上部中央の「食事データ」をタップしてください。
- ②「朝食」「ランチ」「ディナー」「追加の食事」より登録する食事をタップしてください。
- ③メニューを入力すると、100g当たりの目安カロリーが表示されます。摂取した量を入力する事で摂取カロリーが計算され、OKをタップすると記録されます。食べたものをできるだけ細かく登録してください。
※入力したメニューがデータベースに登録されていないときは、手動で登録するか、別の表現に変更して登録してください。
(例)「おろしかつ」のデータなし→「大根」と「とんかつ」で登録

朝から摂取したカロリーが計算され、その日あとののくらのカロリーを摂取してもよいか「食事データ」画面のTOPに表示されます。



摂取カロリーレポートについて

- ①食事データ画面内に表示される各数値をタップすると、その日の食事の記録が表示されます。
- ②右上のメニューから、エクセル形式で食事データを抽出しメールなどで送信する事ができます。

※アプリで計算されるカロリーは、実際の摂取カロリーを保証するものではありません。
あくまで参考値としてご利用ください。



健康ツールの活用について

過去のデータと比較ができます。健康管理にご活用ください。

比較データ作成手順


- ①専用アプリを起動し、上部右の「健康ツール」をタップしてください。
- ②過去の計測データが一覧表示されますので、比較したい2つのデータを選択してください。
- ③比較分析データが表示されます。
- ④右上のアイコンから、比較データをメールなどで送信する事ができます。



赤ちゃんの測定方法

- ①右上のメニュー「会員管理」より「メンバーを追加する」をタップ。
- ②「幼児」として、赤ちゃんの名前を登録します。
- ③アプリのコメントに従い、最初に大人の体重を測定し、次に赤ちゃんの体重を測定してください。

※この方法でペットの体重を計測することが可能です。



こんなときは

画面エラーメッセージと対処法

			Lo	Err
エラー内容	通常画面	Bluetoothエラー	電池切れ	重量オーバー計測エラー
対処方法	—	接続をお確かめください	電池を交換してください	計測をやり直してください

電池は正しくセットされていますか？

本体の裏にあるバッテリーカバーを開き、電池の極性(⊕、⊖)の方向を確認し、正しくセットしてください。電池が正しくセットされている状態で、画面に「Lo」と表示されたら電池切れです。電池を交換してください。
※長期間使用しない場合は、本品から電池を取り外してください。液漏れなどで、本品の損傷や故障の原因となったり、床等を汚損する可能性があります。

自動シャットダウン機能

操作がない場合、製品は10秒後に自動的にシャットダウンします。過負荷の状態になると、ディスプレイに「Err」と表示され5秒後に自動的にシャットダウンします。
アプリ連携測定時に接続エラーがある場合、製品は自動的にシャットダウンします。

裸足で、電極板の上に正しく乗ってください

靴下などを履いた状態での計測は、正常な計測ができなかったり、アプリ連携に障害が出るなど計測に問題が生じます。

保管方法について

直射日光のあたる場所、火気の近く、雨のあたる場所を避けて保管してください。
高温多湿の環境に置かないでください。

お手入れ方法

- 本体を、湿らせたふきんなどで拭いてください。
※本体を水洗いしないでください。
- 電池交換の際には、ケース内にたまったほりを取り除いてください。

体組成計を正しくご活用ください

①測定は、できるだけ毎日同じ時間に計測してください。

特に、食事の後の計測では、食事の量が体重に影響します。
夕食前の空腹時の計測がおすすめです。

②以下の状態での計測は避けてください。

- お風呂やサウナの後
- 激しい運動の後
- アルコールなどを大量に摂取した後
- 飲食の後
- 風邪や発熱時

使用上のご注意

- 18歳未満の方は成長期にあるため、データは参考値としてください。
- 人工透析を受けている方、けがや腫れなどの症状がある方、高齢者の体脂肪率は、一般の方と異なりますので、あくまでも参考値としてご使用いただくことをお勧めします。
- 専用アプリは、予告なく、アップデートをすることがございます。
- アプリに取り込んだデータは、アプリの運営会社や弊社から、第三者に提供することはありません。
- 本品は、計測結果を保証するものではありません。体重以外の測定項目は、身体の電気抵抗値から算出した測定値です。BMIは計算値です。質量以外指数は参考目安情報となります。
- 計測結果を過信せず、定期的に医療機関の健康診断を受けてください。
- 万が一データが消えてしまった際、データの復元はできませんが、当社およびアプリの運営会社は責任を負いません。

健康管理にお役立てください

体組成計測とは

本品は、BIA法(Bioelectrical Impedance Analysis)の原理で体組成を計算しています。身体の中では「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉や水分は電気を通しやすい」など、組織によって電気の通りやすさが異なります。

このため、人体の組成は体の生体抵抗をBIA法(Bioelectrical Impedance Analysis)によって測定することによって計算できます。

BMIとは

Body Mass Indexの略で、肥満や低体重(やせ)の判定などに用いられます。

体格を表す指標として国際的に用いられている指数で、 $[\text{体重(kg)}] \div [\text{身長(m)}]^2$ で求められます(身長はcmではなくmで計算します)。

肥満の判定基準は国によって異なり、WHO(世界保健機関)の基準では30以上を“Obese”(肥満)としています。一方、日本人は欧米人よりもBMIが平均的に低いことが特徴であり、日本肥満学会の基準では25以上を肥満と定義しています。肥満だけでは治療の対象とはならず、治療が必要な「肥満症」とは区別されます。また、18.5未満は「低体重」(やせ)に分類されます。

BMI値	18.5未満	18.5～25未満	25～30未満	30～35未満	35～40未満	40以上
判定	低体重 (痩せ型)	普通体重	肥満(1度)	肥満(2度)	肥満(3度)	肥満(4度)

体脂肪率とは

体重に占める体脂肪の比率をパーセントで表したものです。体脂肪率と生活習慣病との関係についての疫学調査は、BMIなどと比べると実施がしづらく、必ずしも精度の高い研究結果が得られているわけではないことなどにより、現時点では体脂肪率の基準値は決まっていません。

測定項目の説明

(番号はP.5の測定項目に対応しています)

5

体内水分量

血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液など体内の水分の総量を指します。栄養素の輸送、体内の老廃物のリサイクル、体温の維持など、身体にとって重要な機能を持っています。

10

心拍数

心臓が1分間に何回拍動するかを表します。正常な心拍数の範囲は個人差によって異なります。

12

肥満レベル

肥満の度合いを測る指標。BMIが身長と体重を元に計算したパターン化された指標であるのに対し、肥満レベルは、体重と体脂肪率を元にした指標になります。

14

筋肉量

筋肉量とは、骨格筋、心筋、平滑筋を含む人体の筋肉の総量を指します。筋肉は人体の主要な代謝組織の一つであり、基礎代謝率の維持、体の安定性の向上、脂肪分解の促進に重要な役割を果たします。

18

骨量

骨量とは、骨内のミネラルや骨細胞を含む、骨組織の総量を指します。骨量は骨の健康に直接影響し、体の安定性と機能に重要な役割を果たします。

7

タンパク質率

人体の組織に含まれるタンパク質含有量が体重全体重に占める割合を指します。

11

基礎代謝率(BMR)

BMRは身体の基礎代謝率を指し、静かな状態で基本的な生命活動を維持するために身体が必要とする最小限のエネルギー消費率です。BMRは主に年齢、性別、身長、体重、筋肉量などの要因の影響を受け、身体の毎日のエネルギー消費の主な源となります。

13

ウエストヒップ比

ウエスト周囲径をヒップ周囲径で割った値で、数値が高い場合は、肥満体型の指標として用いられます。

16

骨格筋量

骨格筋は骨に付着している筋肉で、骨格筋量は、体内の骨格筋の総重量を表します。

19

骨格筋量指数

骨格筋量指数(Skeletal Muscle mass Index: SMI)は、筋力低下の診断に用いられています。

21

皮下脂肪率

皮下脂肪率とは、体重全体に対する身体の内皮の下の脂肪組織の割合を指します。皮下脂肪は量が多すぎると身体が肥満状態になり、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。

46

標準体重

あなたの身長を元にした標準的な体重の目安です。※男性:身長(m)×身長(m)×22
※女性:身長(m)×身長(m)×21

49

推奨摂取カロリー

基礎代謝率(BMR)を元に、安静時に重要な機能を維持するために身体が必要とする最小限のエネルギー量(摂取カロリー量)を示します。

51

体重増減目安

実際の体重と、標準体重との差を示します。プラスの場合は増量推奨値、マイナスの場合は、減量推奨値です。

53

体内年齢

体内年齢は、人の身体的健康状態を測る指標であり、実際の年齢に対する身体的健康のレベルを反映します。

56

ボディスコア

ボディスコアは身体の健康状態を評価するための総合的な指標です。

23

除脂肪体重

脂肪組織を取り除いた後の身体の総重量。身体の筋肉量、骨密度、臓器の重量などを反映し、身体の健康状態を評価する指標の一つです。

47

体脂肪量増減目安

測定値と標準的な脂肪量との差を示します。プラスの場合は増量推奨値、マイナスの場合は減量推奨値です。

50

体細胞量

体細胞量は、人間の臓器内の水分とタンパク質を含むすべての細胞の数を示し、主に被験者の栄養状態を評価するために使用されます。

52


筋肉量増減目安

測定値と比べて筋肉量が少ない場合に、筋肉量の増量を推奨する値です。標準よりも筋肉量が多い場合は、0が表示されます。


55

ボディタイプ

体脂肪率と筋肉量をもとに、下記9種のタイプに分けて評価します。



デバイス上に保存された測定データを削除する方法



右下の「私の」をタップ⇒「設備管理」をタップ⇒「Medifeel」を選択後右上のメニューをタップし「デバイスの設定」ページ内に入ります。

その後「デバイスの削除」をタップ⇒「消去」を選択しタップ、最後に再度右下の「私の」から「設備管理」を選択し、【利用可能なデバイスがありません】と表示されたら、デバイス上に保存された測定データの削除が完了となります。

※返品または交換をご希望されるお客様へ

Medifeel体組成計は、本体に最大10名のユーザーデータを記録しています。返品・交換前は上記手順に従い、データ削除のご協力をお願いいたします。なお、デバイスを削除しても、計測したデータはアプリ内に保持されます。（デバイスとスマホが接続できていないと、デバイスの削除が選択できません。選択できない場合は、一度計測をしていただくことで選択できるようになります。）

※返品・交換でデバイスの削除処理漏れがある場合、弊社で返品受付時に削除をさせていただきますが、その際、お客様のアプリに【デバイスが削除されました】という通知が届きます。

商品機能に関するQ&A①

- Q** 体組成計のデータを家族でそれぞれ一人ずつ管理することは可能ですか？
家族間でも体重等の測定数値を見せたくない場合どうすればいいですか？
- A** 1台の体組成計デバイスに対して、アプリを別々で登録していただく事で、家族間でもデータを共有せずに管理することが可能となります。
- Q** ミネラル含有量は体内のミネラルの全体数ですか？
- A** ミネラルの計測数値は、体内のミネラルの全体数となります。具体的にどのミネラルがどれぐらいかを表示することはできません。
- Q** 変化記録をグラフ集計して、測定結果一覧表でまとめるような機能はありますか？
- A** スマートフォン上で各項目のグラフが確認できます。
また体重・骨格筋指数・体脂肪率等の測定項目はレポートでも確認可能となります。
- Q** 日々の測定結果を一覧データとしてパソコン等に取り込むことは可能ですか？
- A** 計測データはエクセルとして抽出の上、メールなどでお客様指定のメールアドレスに送信する事が可能となります。データ抽出手順は下記となります。
「ダッシュボード」⇒「すべての記録」⇒右上の「↑マーク」で、共有方法を選択。（メールやドライブなど）
- Q** 着衣の体重補正機能はありますか？
- A** 着衣での体重補正機能はございません。弊社ではできるだけ裸に近い状態での測定を推奨しております。
- Q** 年齢、性別等による測定結果の補正機能はありますか？
- A** 計測結果の補正はございませんが、年齢、性別によって標準体重などの基準値が変わります。

商品に関するQ&A②

Q 筋肉や脂肪の増減目安とは、増量した方が良い？それとも減量した方が良い？
どちらの判断になりますか？

A 標準体重 > 実際の体重の場合には、「●kg」という増量目安重量が表示されます。
標準体重 < 実際の体重の場合には、「マイナス●kg」という減量目安重量が表示されます。

Q 間違って測定した場合、データの削除方法を教えてください。

A 記録を消す際は、「ダッシュボード」⇒「すべての記録」を選択後、計測データが表示されますので削除したい項目を左へスライドし、削除を選択すれば削除完了となります。

Q アスリートモードとは何ですか？

A アスリートモードは、主に基準値となる体のインピーダンスと筋肉量を考慮したモードとなり、18歳以上のユーザーで、長期にわたって運動されている方、または週に3回以上運動をしている方はアスリートモードをお選びいただきますとより精度が高い測定が可能となります。

Q アプリ内で表示されている標準値はなにを参考にしていますか？

A 標準値は、医療機関で採用されている医療用体組成計を参考にして数値を決定しております。

Q Appleヘルスケアと連動させるには？

A 下記の手順でAppleヘルスケアと連動させることができます。
① Unique Healthアプリ⇒「私の」⇒「サードパーティーのサービス」⇒「Appleヘルスケア」を追加
② Appleヘルスケア⇒「共有」⇒「アプリ」⇒「Unique Health」を追加

Q 立てての収納は可能ですか？

A 本体を立てた状態での収納は推奨しておりません。

測定がうまくできない場合

Q 今まで使用した体組成計と少し測定数値が異なりますがなぜですか？

A 体重以外の測定値は、生体インピーダンス法を用いた推定値であり、各社独自の理論やアルゴリズムに基づいて算出されております。そのため、メーカー違いで比較すると数値に差が生じる可能性があります。一般的に医療機関で使用されている医療用体組成計が一番正確な数値を計測することが可能であり、家庭用体組成計は医療用と比較して測定精度がある程度劣ります。そこに各メーカー測定アルゴリズムの違いが加わり、測定データ差異が発生していると思われます。

Q 測定した体重値が急に2kg増えました。これは不良だからですか？

A はかりは最初に電池を入れたとき零点調整前なので、体組成計自体の重量を表示します。また電池交換直後でも表示します。初期1.7kg～1.75kgと表示され、その重量が体重に+加重されている可能性があります。電池を入れ直し、一旦10秒くらい待ってからご使用ください。
電源が入らない場合は、重しを加えてから離し、表示が0になったことを確認してからお乗りください。

Q 「インピーダンス測定に失敗しました。
両手でハンドルを握って測定してください」と表示が出ます。

A 計測がうまくいかない場合、下記の点をご確認いただくことで、改善される場合がございます。
お手数ではございますが、以下の手順をお試しください。

《1》手が乾燥している

手や足が乾燥していると、スムーズに計測できないことがあります。
少し湿らせてからご使用ください。

《2》靴下を履いたまま計測している

正確な測定のため、必ず裸足でご利用ください。

《3》アプリが計測画面になっていない

アプリ下部の「+」ボタンを押して、計測状態になっていることを確認の上、
体組成計にお乗りください。

《4》電極部分に手足が正しく接触していない

足：両足が4か所の電極部分にしっかり乗るよう調整してください。
手：電極に沿って、親指の先が向かい合うようにグリップをしっかり握ってください。

《5》腕を体に対し約90°以上上げて測定をお願いします。

《6》設置場所が柔らかい場合

マット、畳、絨毯などの柔らかい場所では正しく測れないことがあります。
フローリングなどの固い床の上でご使用ください。

上記対応でも改善しない場合は、お手数をお掛けしますが弊社お客様サービスセンターまでご連絡ください。